



Transport za zunanje naročnike: skupaj z biološkim materialom je obvezno dostaviti obrazec Odvzem primarnega vzorca krvi - zunanje ambulate (ZK 5.4\_11), ki ga dobite na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko in iz katerega je razvidno, komu, kdaj in kdo je odvzel biološki material. V primeru, da le-ta ni bil dostavljen isti dan (dostavljen mora biti v največ 48 urah od odvzema) je potrebno zabeležiti, na kakšen način je bil vzorec hranjen (npr, centrifugiran, v hladilniku...). Čas transporta se pri zunanjih naročnikih podaljša, vendar pri testih koagulacije ne sme presegati 2 uri.

Pri vzorcih pod nujno velja čas trajanje preiskave samo v primeru, ko je naročena samo tista preiskava. V primeru problematičnega materiala (vzorec ne koagulira, pospešena tvorba fibrina, ...) in v primeru, da je naročen sklop preiskav, se čas izvedbe analize lahko podaljša.

### BIOKEMIJSKE PREISKAVE

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Anionska vrzel	Anionska vrzel	heparinizirana polna kri serum	heparinizirana brizga biokemična epruveta	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	Obvezno je naročiti elektrolite v serumu in plinsko analizo.
2	Alanin aminotransferaza	ALT	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
3	Albumini	ALB	serum, urin*	biokemična epruveta,urin*	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri	DA	
4	Alfa amilaza	$\alpha$ -Amilaza	serum, urin	biokemična epruveta, urin	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan NE v urinu	Isti dan/do 2 uri	DA	
5	Alkalna fosfataza	AP	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
6	Alkohol (etanol)	Alkohol	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	NE	2 uri/1 ura	DA	
7	Amoniak	NH <sub>3</sub>	plazma	epruveta z EDTA (na led)	na ledu/ 15 min	vsak dan-24 ur	NE	2 uri/1 ura	DA	
8	Antistreptolisin	ASO	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
9	Aspatrat amino transferaza	AST	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
10	Bilirubin - celokupni	BIL - cel	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
11	Bilirubin - direktni	BIL - dir	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
12	C- reaktivni protein	CRP	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	



## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
13	Elektroforeza serumskih proteinov (kapilarna)	elektroforeza	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma vsak delavnik	DA/isti dan	Isti dan*	NE	*če sta naročeni vsaj dve elektroforezi
14	Fosfat- anorganski	P	serum,urin*. 24-urni urin*	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
15	Gama-glutamil transferaza	γ-GT	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
16	Glikirani hemoglobin	HbA <sub>1c</sub>	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/3 ure	Isti dan/-	NE	
17	Glukoza	SVK/KS/GLU	serum,plazma	biokemična epruveta, epruveta z Na-Flouridom,	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA/isti dan	Isti dan/ do 2 uri,	DA	
18	Holesterol celokupni	cHOL	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
19	Holesterol-HDL	HDL-hol	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
21	Holesterol-LDL	LDL-hol	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
22	Holinesteraza	PCHE	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
23	Imunoglobulini A	IgA	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
24	Imunoglobulini G	IgG	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
25	Imunoglobulini M	IgM	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
26	Kalcij	Ca	serum,urin*. 24-urni urin*	biokemična epr.,urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
27	Kalij	K	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min serum// 15 min brizga	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
28	Kisla fosfataza	KF	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	



## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
29	Kloridi	Cl	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
30	Kreatinin	KREA	serum, urin*. 24-urni urin	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	Odvzem najmanj 2 uri po aplikaciji Analgina.
31	Kreatinin kinaza	CK	serum	biokemična epruveta,	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
32	Laktat	Laktat	plazma z EDTA	epruveta z EDTA	na ledu/15 min,	vsak dan - 24 ur	NE	2 uri/1 ura	DA	
33	Laktat dehidrogenaza	LDH	serum,	biokemična epruveta,	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
34	Lipaza	Lipaza	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
35	Magnezij	Mg	serum,urin*. 24-urni urin*	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
36	Natrij	Na	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
37	Ocena glomerularne filtracije	OGF	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA/isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
38	Očistek kreatinina	kreat-očistek	serum + 24- urni urin	biokemična epruveta, 1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	



## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
39	Osmolalnost	Osm	serum, urin	biokemična epruveta, urin	normalno/30 min	ob delavnikih 07.00 - 21.00	NE	Isti dan/-	NE	Obvezno je obvestiti laboratorij. Ob osmolalnosti urina je potrebno obvezno naročiti tudi osmolalnost seruma
40	Proteini, celokupni	TP	serum	Biokemična epruveta	Normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/isti dan	Isti dan/ do 2 uri	DA	
41	Revma faktor	RF	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
42	Saturacija transferina	sat. transferina	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan*	Isti dan/-	NE	*Naročena morata biti železo in transferin
43	Sečnina (urea)	Sečnina	serum, urin*. 24-urni urin	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA/isti dan *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
44	Transferin	transferin	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
45	Trigliceridi	TGL	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
46	Urat (sečna kislina)	Urat	serum, urin*. 24-urni urin	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan*	Isti dan/-		
47	Železo	Fe	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	
48	Ebstein-Barr virus	EBV(IgM, IgG VCA, IgG EBNA)	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/isti dan	Isti dan/-	NE	

Kjer je kot odvzeti material navedena biokemična epruveta, je to lahko epruveta z gelom ali epruveta brez gela.



## KATALOG PREISKAV

### FUNKCIJSKI TESTI

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Glukozi tolerančni test 2-urni, 75 g	OGTT	plazma, urin	epruveta z NaF, urin	normalno/30 min po odvzemu	ob delavnikih	-	Isti dan/-	NE	
2	Nosečniški glukozi tolerančni test, 2-urni, 75 g	OGTT	plazma, urin	epruveta z NaF, urin	normalno/30 min po odvzemu	ob delavnikih	-	Isti dan/-	NE	
3	Laktozni test	Laktozni test	plazma	epruveta z NaF	normalno/30 min po odvzemu	ob delavnikih	-	Isti dan/-	NE	
4	Železo po obremenitvi	Fe – obremen.	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	-	Isti dan/-	NE	

### KOAGULACIJA

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Aktivirani parcialni trombinski čas	APTT	plazma	epruveta z Na-citratom	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ 2 uri po odvzemu	Isti dan /1 ura	DA	
2	Fibrinogen	FIB	plazma	epruveta z Na-citratom	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ 1 uro po odvzemu	2 uri/1 ura	DA	
3	D - dimer	D - dimer	plazma	epruveta z Na-citratom	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ 2 uri po odvzemu	2 uri/1 ura	DA	
4	Protrombinski čas	PTČ	plazma	epruveta z Na-citratom	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ 2 uri po odvzemu	2 uri/1 ura	DA	
5	Trombinski čas	TČ	plazma	epruveta z Na-citratom	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ 2 uri po odvzemu	2 uri/1 ura	DA	
6	Anti Xa NMH	Anti Xa	plazma	epruveta z Na-citratom	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ 2 uri po odvzemu	Isti dan /1 ura	DA	Obvezno je predhodno obvestiti laboratorij.



PLINSKA ANALIZA KRVI

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Plinska analiza arterijske krvi		heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
	pH	pH								
	Presežek baz	BE								
	Standardni HCO <sub>3</sub>	Standardni HCO <sub>3</sub>								
	pCO <sub>2</sub>	pCO <sub>2</sub>								
	pO <sub>2</sub>	pO <sub>2</sub>								
	Saturacija hemoglobina	Hb-HbO <sub>2</sub>								
	Dejanski HCO <sub>3</sub>	Dejanski HCO <sub>3</sub>								
	Alveolarni gradient	pO <sub>2</sub> (A-a)								
	Hemoglobin	ctHb								
	Barometriški tlak	Barometriški tlak								
	Temperaturno korigiran pH	pH T kor.								Za izračun so ob naročilu obvezni podatki o telesni temperaturi, vdihani količini O <sub>2</sub> ter frekvenci dihanja.
	Temperaturno korigiran CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> T kor								
	Temperaturno korigiran O <sub>2</sub>	O <sub>2</sub> T kor								
2	Plinska analiza arterijske krvi - Natrij	Ka-Na	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
3	Plinska analiza arterijske krvi - Kalij	Ka-K	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
4	Plinska analiza arterijske krvi - Klorid	Ka-Cl	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
5	Plinska analiza arterijske krvi - ioniziran kalcij	Ka-Ca - ionizirani	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	



## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
6	Plinska analiza arterijske krvi – Glukoza	Ka-Glukoza	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
7	Plinska analiza arterijske krvi – Laktat	Ka-Laktat	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
8	Karboksi-hemoglobin	CO-Hb	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
9	Methemoglobin	Met-Hb	heparinizirana polna kri	heparinizirana brizga,	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
10	Plinska analiza kapilarne krvi		heparinizirana polna kri	heparinizirana kapilara	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	Samo pri otrocih in dializnih bolnikih.
	pH	pH								
	Presežek baz	BE								
	Standardni HCO <sub>3</sub>	Standardni HCO <sub>3</sub>								
	pCO <sub>2</sub>	pCO <sub>2</sub>								
	pO <sub>2</sub>	pO <sub>2</sub>								
	Saturacija hemoglobina	Hb-HbO <sub>2</sub>								
	Dejanski HCO <sub>3</sub>	Dejanski HCO <sub>3</sub>								

**Plinska analiza : potrebni podatki, ki jih je potrebno vnesti pri arterijskem odvzemu so: telesna temperatura, vdihana količina zraka in frekvenca dihanja.**





IMUNOKEMIJSKE PREISKAVE

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Alfa 1 fetoprotein	AFP	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
2	Digoxin	Digoxin	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
3	Feritin	Feritin	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
4	Folati	Folati	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
5	Humani horionski genadotropin	HCG	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
6	Imunoglobulini E-celokupni	IgE-cel	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
7	Karbohidratni antigen 19-9	CA 19-9	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
8	Karcinomski antigen 125	CA 125	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
9	Karcinomski antigen 15-3	CA15-3	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
10	Karcinoembrionalni antigen	CEA	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
11	Kreatinin kinaza Mb (masna koncentracija)	Ck-Mb	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
12	Mioglobin	Mioglobin	Serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
13	N- terminalni pro BNP	NT-pro BNP	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 3 ure	DA	
14	Parathormon	i-PTH	plazma	epruveta z EDTA	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	





## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
15	Prokalcitonin	PCT	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	
16	Prostata specifični antigen- celokupni	TPSA	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
17	Prostata specifični antigen- prosti	FPESA	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
18	Razmerje PSAp/PSAcel	Razmerje PSAp/PSAcel	izračun		normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	Potrebno je naročiti meritev TPSA in FPESA.
19	Trijodtironin – prosti	FT <sub>3</sub>	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
20	Tiroksin- prosti	FT <sub>4</sub>	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
21	Tirotropni hormon	TSH	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/ isti dan	Isti dan/-	NE	
22	Troponin T- hs	TnT- hs	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 2 uri	DA	Lahko tudi epruveta z Li-heparinom
23	Vitamin B 12	B 12	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
24	Toxo IgM	Toxo IgM	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
25	Toxo IgG	Toxo IgG	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
26	Vitamin D total	Vitamin D	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
27	Prosti βHCG	BHCG prosti	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
28	PAPP-A	PAPP-A	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja



## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
29	Kortizol	Kortizol	serum, 24-urni urin	biokemična epruveta brez gela, 1dL zbranega urina	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
30	Interlevkin 6	IL-6	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/ isti dan	Isti dan/do 2 uri	Isti dan/do 2 uri	DA	

Imunološke preiskave je možno donarčiti, če je bil predhodno odvzet ustrezen biološki material (epruveta brez gela, kjer je to potrebno).



VIRUSNI MARKERJI

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Anti HBc (protitelesa na jedrni hepatitis B)	Anti HBc	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
2	Anti HBs (protitelesa na površinski hepatitis B)	Anti HBs	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
3	Anti HCV (protitelesa na hepatitis C)	Anti HCV	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
4	HBsAg (površinski antigen hepatitisa B)	HbsAg	Serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
5	HbsAg quant (kvantitativni določanje površinskega antigena hepatitisa B)	HbsAg quant	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
6	HIV combi PT	HIV combi PT	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
7	Anti-SARS-CoV - 2 IgG	Anti SARS	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	
8	Anti-SARS-CoV – 2 S	Anti SARS	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	
9	Anti HBc (protitelesa na jedrni hepatitis B)	Anti HBc	serum	biokemična epruveta brez gela	normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA/ isti dan	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
10	Anti-SARS-CoV – 2 hitri antigen test	bris	bris	bris nosno žrelnega predela	normalno/15 min	vsak dan – 24ur	NE	1 ura	DA	Pri samoplačnikih je lahko čas daljši.



## KATALOG PREISKAV

### ZDRAVILA

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Gentamicin	gentamicin	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	Vsak dan 07.00 – 21.00	NE (vzorec mora biti odvzet ob točno določenem času)	Isti dan	NE	Obvezno je poklicati v laboratorij, obveščen mora biti klinični farmacevt.
2	Vankomicin	vanko	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	Vsak dan 07.00 – 21.00	NE	Isti dan	NE	Obvezno je poklicati v laboratorij, obveščen mora biti klinični farmacevt.



HEMATOLOŠKE PREISKAVE

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Osnovna krvna slika	KKS	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	
	Levkociti	L	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	
	Eritrociti	E	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	
	Hemoglobin	Hb	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura	DA	
	Hematokrit	Ht	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	
	Eritrociti-MCV	E-MCV	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	
	Eritrociti-MCH	E-MCH	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	
	Trombociti	T	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	Če so T pod $100 \times 10^9$ , preverimo v razmazu.
	Povprečni volumen trombocitov	MPV	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/ ura*	DA	
	Eritrociti-MCHC	E-MCHC	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/1 ura*	DA	
2	Diferencialna krvna slika (mikroskop, analizator)	DKS	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	ob delavnikih od 07-19**, sobota, nedelja, prazniki 7-13**	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/-	NE	**ko je pomoč hematološki tehnik
3	Retikulociti (absolutna in relativna vr.)	RET	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/-	NE	
	Ekvivalent hemoglobina v retikulocitih	Ret-He	polna kri	epruveta z EDTA	normalno/30 min	ob delavnikih	DA/2 uri po odvzemu	Isti dan/-	NE	
4	Sedimentacija eritrocitov	SR	polna kri	epruveta z Na-citratom	normalno/30 min	ob delavnikih od 07-19, sobota, nedelja, prazniki 7-13	-	Isti dan/1 1/2 ure	NE	* oddelki vsaki dan do 22.00

\* Pri nujnih vzorcih se čas izvedbe podaljša pri tistih vzorcih, kjer je potrebno rezultate ponoviti oziroma preveriti na drugem analizatorju.



**PREISKAVE URINA**

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
<b>Osnovna analiza urina</b>										
1	Proteini, presejalni test	U-proteini	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
2	Glukoza, presejalni test	U-glukoza	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
3	Metilketoni (aceton)	U-metilketoni	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
4	Urobilinogen, presejalni test	U-urobilinogen	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
5	Bilirubin, presejalni test	U-bilirubin	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
6	pH urina	U-pH	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
7	Nitriti	U-nitriti	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
8	Relativna gostota urina	U-spec.teža	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
<b>Sediment</b>										
1	U-sediment	U-sediment	urin	urin	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
	U sed. eritrociti	U sed. eritrociti								
	U sed. levkociti	U sed. Levkociti								
	U sed. cilindri	U sed. Levkociti								
	U sed. bakterije	U sed. Levkociti								
	U sed. glivice	U sed. Levkociti								
	U sed. kristali	U sed. Levkociti								
	U sed. epitelne celice	U sed. Levkociti								
	U sed. drugo	U sed. Levkociti								





## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
<b>Ostale preiskave v urinu</b>										
1	Droge – hitri test	skringing na droge	urin	urin	normalno/30 min	vsak dan /24 ur	NE	Isti dan/1/2 ure	DA	Pri sumljivih osebah kontroliramo oddajo vzorca
2	Mikroalbumini (kvantitativno)	U-mikroalb.	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
3	Razmerje U-albumini/kreatinin	U-albumini/kreatinin	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
4	Mikroalbumini	mikroalb	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
5	Levkociti (štetje celic)	U-levkociti	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
6	Eritrociti (štetje celic)	U-eritrociti	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
7	Mioglobin	U-mioglobin	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
8	U-OGTT-75 nosečniški test	U-OGTT-75 nosečniški test	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
9	U-OGTT-75	U-OGTT-75	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
10	Diabetični urin	U-diabetes	urin	urin	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
<b>24 urni urin</b>										
1	dU-volumen									Obvezen podatek za preračun vrednosti na dan.
2	Beljakovine (cel. proteini) v urinu - kvantitativno	dU – cel.prot.	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
3	Kreatinin v urinu	dU – Kreatinin	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
4	dU-Natrij	dU – Na	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
5	dU-Kalij	dU – K	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
6	dU-Klor	dU – Cl	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	



## KATALOG PREISKAV

				urnega urina (zabeležen V)						
7	dU-Kalcij	dU – Ca	24-urni urin	1 dL od zbranega 24- urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
8	dU-Fosfat (anorganski)	dU – P	24-urni urin	1 dL od zbranega 24- urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
9	dU- sečna kislina (urat)	dU – urat	24-urni urin	1 dL od zbranega 24- urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
10	dU – sečnina (urea)	dU – sečnina	24-urni urin	1 dL od zbranega 24- urnega urina (zabeležen V)	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	

Vse preiskave 24-urnega urina je možno opraviti tudi v slučajnem vzorcu. V tem primeru so rezultati podani na 1L urina.

## PREISKAVE BLATA

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Kri v blatu, kemijski test	kri v blatu	blato	blato	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota, nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
2	Kri v blatu, imunološki test	kri v blatu	blato	blato	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota, nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
3	Paraziti	paraziti	blato	blato	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota, nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
4	Adeno virus	Adeno virus	blato	blato	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota, nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	



## KATALOG PREISKAV

5	Rota virus	rota virus	blato	blato	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota, nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
6	Helicobacter pylori	H.P.	blato	blato	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	

## LIKVOR

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Beljakovine (proteini) v likvorju	Lc - proteini	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 1)*	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	NE	1 ura/1ura	DA	
2	Laktat v likvorju	Lc - Laktat	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 1)*	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	NE	1 ura/1ura	DA	
3	Glukoza v likvorju	Lc - glukoza	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 1)*	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	NE	1 ura/1ura	DA	
4	Levkociti	Lc-levkociti	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	normalno/15 min	vsak dan – 24 ur	NE	do1 ure/do 1 ure	DA	
5	Eritrociti	E-likvor	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	normalno/15 min	vsak dan – 24 ur	NE	do1 uro/do 1 uro	DA	
6	Organoleptični pregled likvor	Lc-Org. pregl.	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	normalno/15 min	vsak dan – 24 ur	NE	1 ura//1 ura	DA	
7	Likvor sediment	Lc-sedim.	likvor,	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	DA	
	Mononuklearne celice	Lc-MN								
	Polimorfonuklearne celice	Lc-PMN								
8	Sediment - mikroskopski pregled	Lc-likvor,	likvor,	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	Mikroskopski pregled bo opravljen v tekočem tednu.

\*Pri punkciji likvorja se odvzamejo tri epruvete likvorja, ki se predhodno označijo s številkami 1,2,3 in se po takšnem vrstnem redu tudi odvzamejo. Na OLD se ob naročilu preiskav pošlje vzorec št. 1 in št.3.



**PUNKTATI**

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Albumini v punktatu	PT-Albumini	punktat	biokemična epruveta brez gela	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
2	Celokupni proteini v punktatu	PT-proteini	punktat	biokemična epruveta brez gela	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
3	Alkalna fosfataza v punktatu	PT-AP	punktat	biokemična epruveta brez gela	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
4	Glukoza v punktatu	PT-glukoza	punktat	biokemična epruveta brez gela	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
5	Alfa amilaza v punktatu	PT-amilaza	punktat	biokemična epruveta brez gela	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
6	Laktat dehidrogenaza v punktatu	PT-LDH	punktat	biokemična epruveta brez gela	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
7	Levkociti	PT-levkociti	punktat	epruveta z EDTA	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Do 1 ure/do 1 ure	DA	
8	Eritrociti	PT-eritrociti	punktat	epruveta z EDTA	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Do 1 uro/do 1 uro	DA	
9	Punktat-sediment	Punktat-sediment	punktat	epruveta z EDTA	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Do 1 uro/do 1 uro	DA	
	Mononuklearne celice	PT-MN								
	Polimorfonuklearne celice	PT-PMN								
10	Sediment - mikroskopski pregled	PT-sediment	punktat	epruveta z EDTA	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	Mikroskopski pregled bo opravljen v tekočem tednu.

**Za biokemične preiskave je potreben odvzem v biokemično epruveto brez gela, za štetje celic v epruveto z EDTA-jem. Obvezen podatek na vzorcu je vrsta punktata.**



**SPECIFIČNI IgE**

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Mačji epitel	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
2	Pasji epitel	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
3	Pasja dlaka	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
4	Epitel konja	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
5	Jajčni beljak	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
6	Jajčni rumenjak	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
7	Kravje mleko	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
8	Polenovka	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
9	Pšenica	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
10	Arašidi	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
11	Soja	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja



## KATALOG PREISKAV

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
12	Lešnik	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
13	Paradižnik	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
14	Jagoda	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
15	Jabolko	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
16	Breskev	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
17	Čebela	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
18	Osa	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
19	Sršen	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
20	Komar	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
21	D. pter	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
22	D. farinae	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
23	Travniški mačji rep	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
24	Ambrozija (Ambr. Elatior)	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
25	Glive (Alternaria tenuis)	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja





## KATALOG PREISKAV

26	Breza	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	ODVZETI MATERIAL	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
27	Leska	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
28	Trave (panel)	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
29	Plevel (panel)	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
30	Plesni (panel)	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
31	Čebela (Api m 1)	-	serum	biokemična epruveta	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA/do zaključka analize	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja

<b>Izdelala:</b>	<b>Pregledala:</b>	<b>Pregledala in odobrila:</b>
Danica Makovec, dipl.ing.kem.teh VK	Tina Žuran, mag.lab. biomed. Namestnica VK	Mojca Završnik, spec.med.biokem. Predstojnica OLD