



VELJA OD 03.01.2022

SPLOŠNE INFORMACIJE:

TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA:

Oznaka »normalno« pomeni transport biološkega materiala na sobni temperaturi, pokončno postavljeni epruvete in brez močnejšega tresenja.

ZA ZUNANJE NAROČNIKE:

Čas transporta se pri zunanjih naročnikih podaljša. Biološki material je sprejet isti delovni dan kot je bil opravljen odvzem biološkega materiala, vendar pri testih koagulacije ne sme presegati 2 uri od odvzema in za hematološke preiskave ne sme presegati 7 ur od odvzema biološkega materiala.

Skupaj z biološkim materialom je obvezno dostaviti obrazec *Odvzem primarnega vzorca krvi - zunanje ambulante (ZK 5.4_11)*, ki ga dobite na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko in iz katerega je razvidno, komu, kdaj in kdo je odvzel biološki material. V primeru, da le-ta ni bil dostavljen isti dan (dostavljen mora biti v največ 48 urah od odvzema) je potrebno zabeležiti, na kakšen način je bil vzorec hranjen (npr, centrifugiran, v hladilniku...). Prineseni biološki material sprejemamo na sprejemnem mestu Oddelka za laboratorijsko diagnostiko.

NUJNI VZORCI:

Pri vzorcih pod nujno velja čas trajanje preiskave v primeru, ko je naročena samo tista preiskava. V primeru problematičnega materiala (vzorec ne koagulira, pospešena tvorba fibrina, ...) in v primeru, da je naročen sklop preiskav, se čas izvedbe analize lahko podaljša.

DONAROČILO LABORATORIJSKIH PREISKAV:

Vsa donaročila preiskav se opravijo po predhodnem dogovoru s pooblaščenimi osebami Oddeleka za laboratorijsko diagnostiko (preverimo možnost donaročila glede na razpoložljivi vzorec in stabilnost analita). Laboratorijske preiskave označene z možnostjo donaročila se lahko donaročijo isti delovni dan do 15.00 ure oziroma po dogovoru z Oddelkom za laboratorijsko diagnostiko.

POSEBNOSTI ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA:

1. Ščitnica (TSH, FT3 in FT4): priporočen odvzem biološkega materiala med 10.00 in 16.00 uro.
2. S-Vitamin B12 in S-folati: biološki material mora biti dostavljen na Oddelek za laboratorijsko diagnostiko v 30 minutah. Za **zunanje naročnike** zato priporočamo napotitev na odvzem v ambulante Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj oziroma Oddelek za laboratorijsko diagnostiko SB Ptuj.



KATALOG PREISKAV

BIOKEMIJSKE PREISKAVE

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Anionska vrzel	Anionska vrzel	heparinizirana arterijska kri, serum	heparinizirana brizga, biokemična epruveta	in ali	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	Obvezno je naročiti elektrolite v serumu in plinsko analizo krvi.
2	Alanin aminotransferaza	ALT	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
3	Albumini	ALB	serum, urin*	biokemična epruveta, urin*	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur, ob delavnikih v urinu*	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri	DA	
4	Alfa amilaza	α -Amilaza	serum, urin	biokemična epruveta, urin	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA/ NE v urinu	Isti dan/do 2 uri	DA	
5	Alkalna fosfataza	AP	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
6	Alkohol (etanol)	Alkohol	serum	biokemična epruveta brez gela		normalno/30 min	vsak dan-24 ur	NE	2 uri/1 ura	DA	
7	Amoniak	NH ₃	plazma	epruveta z EDTA		na ledu/ 15 min	vsak dan-24 ur	NE	2 uri/1 ura	DA	
8	Antistreptolisin	ASO	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
9	Aspatrat amino transferaza	AST	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
10	Bilirubin - celokupni	BIL - cel	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
11	Bilirubin - direktni	BIL - dir	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
12	C- reaktivni protein	CRP	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
13	Elektroforeza serumskih proteinov (kapilarna)	elektroforeza	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	praviloma vsak delavnik	DA	Izvaja se 2-3 krat tedensko	NE	
14	Fosfat- anorganski	P	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, lonček za urin*	ali	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
15	Gama-glutamil transferaza	γ -GT	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
16	Glikirani hemoglobin	HbA _{1c}	polna kri	epruveta z EDTA		normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
17	Glukoza	SVK/KS/GLU	serum, plazma	biokemična epruveta ali epruveta z Na-flouridom,	ali	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA	Isti dan/ do 2 uri	DA	
18	Holesterol celokupni	cHOL	serum	biokemična epruveta	ali	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	

KATALOG PREISKAV

BIOKEMIJSKE PREISKAVE

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
19	Holesterol-HDL	HDL-hol	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
21	Holesterol-LDL	LDL-hol	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
22	Holinesteraza	PCHE	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
23	Imunoglobulini A	IgA	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
24	Imunoglobulini G	IgG	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
25	Imunoglobulini M	IgM	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
26	Kalcij	Ca	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, lonček za urin	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
27	Kalij	K	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, lonček za urin	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
28	Kisla fosfataza	KF	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
29	Kloridi	Cl	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, lonček za urin	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
30	Kreatinin	KREA	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, lonček za urin	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	Odvzem najmanj 2 uri po aplikaciji Analgina.
31	Kreatinin kinaza	CK	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
32	Laktat	Laktat	plazma	epruveta z EDTA	● ●	na ledu/15 min,	vsak dan - 24 ur	NE	2 uri/1 ura	DA	
33	Laktat dehidrogenaza	LDH	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
34	Lipaza	Lipaza	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
35	Magnezij	Mg	serum,urin*. 24-urni urin*	biokemična epruveta, lonček za urin*	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
36	Natrij	Na	serum, urin*, 24-urni urin*	biokemična epruveta, lonček za urin*	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
37	Ocena glomerularne filtracije	OGF	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	vsak dan - 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
38	Očistek kreatinina	kreat-očistek	serum + 1 dL 24-urnega urina	biokemična epruveta in lonček za urin	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	Na lonček za urin zabeležite volumen (V) zbranega urina.



KATALOG PREISKAV

BIOKEMIJSKE PREISKAVE

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krví	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
39	Osmolalnost	Osm	serum, urin	biokemična epruveta, lonček za urin	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	Vsak dan od 07.00 - 22.00	NE	Isti dan/do 2 uri	DA	Obvezno je obvestiti laboratorij. Ob osmolalnosti urina je potrebno obvezno naročiti tudi osmolalnost seruma.
40	Proteini, celokupni	TP	serum	Biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	Normalno/30 min	vsak dan-24 ur	DA	Isti dan/ do 2 uri	DA	
41	Revma faktor	RF	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
42	Saturacija transferina	sat. TRF	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	Naročena morata biti železo in transferin.
43	Sečnina (urea)	Sečnina	serum, urin*. 24-urni urin	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	vsak dan-24 ur *ob delavnikih	DA *NE v urinu	Isti dan/do 2 uri *isti dan	DA *NE	
44	Transferin	TRF	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
45	Trigliceridi	TGL	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
46	Urat (sečna kislina)	Urat	serum, urin*. 24-urni urin	biokemična epruveta, urin*,24-urni urin*	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-		
47	Železo	Fe	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
48	Ebstein-Barr virus	EBV(IgM, IgG VCA, IgG EBNA)	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	

Kjer je kot odvzeti material navedena biokemična epruveta, je to lahko epruveta z gelom (rumeni zamašek) ali epruveta brez gela (rdeč zamašek).



KATALOG PREISKAV

FUNKCIJSKI TESTI

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Glukozni tolerančni test 2-urni, 75 g	OGTT	plazma, urin	epruveta z NaF, lonček za urin	●	normalno/30 min po odvzemu	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
2	Nosečniški glukozni tolerančni test, 2-urni , 75 g	OGTT	plazma, urin	epruveta z NaF, lonček za urin	●	normalno/30 min po odvzemu	ob delavnikih	NE	Isti idan/-	NE	
3	Laktozni test	Laktozni test	plazma	epruveta z NaF	●	normalno/30 min po odvzemu	ob delavnikih	NE	Isti idan/-	NE	
4	Železo po obremenitvi	Fe – obremen.	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	

KOAGULACIJA

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Aktivirani parcialni trombinski čas	APTT	plazma	epruveta z Na-citratom	●	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ do 4 ure od odvzema	2 uri/1 ura	DA	
2	Fibrinogen	FIB	plazma	epruveta z Na-citratom	●	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ do 4 ure od odvzema	2 uri/1 ura	DA	
3	D - dimer	D - dimer	plazma	epruveta z Na-citratom	●	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ do 4 ure od odvzema	2 uri/1 ura	DA	
4	Protrombinski čas	PTČ	plazma	epruveta z Na-citratom	●	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ do 4 ure od odvzema	2 uri/1 ura	DA	
5	Trombinski čas	TČ	plazma	epruveta z Na-citratom	●	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	DA/ do 4 ure od odvzema	2 uri/1 ura	DA	
6	Anti Xa NMH	Anti Xa	plazma	epruveta z Na-citratom	●	normalno/15 min	vsak dan- do 22.00h	DA/ do 4 ure od odvzema	Isti dan /1 ura	DA	Obvezno je predhodno obvestiti laboratorij.



KATALOG PREISKAV

PLINSKA ANALIZA KRVI

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Plinska analiza arterijske krvi		Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	
	pH	pH									*Za izračun so ob naročilu obvezni podatki o telesni temperaturi, vdihani količini O ₂ ter frekvenci dihanja.
	Presežek baz	BE									
	Standardni HCO ₃	Standardni HCO ₃									
	pCO ₂	pCO ₂									
	pO ₂	pO ₂									
	Saturacija hemoglobina	Hb-HbO ₂									
	Dejanski HCO ₃	Dejanski HCO ₃									
	Arterijsko-alveolarni gradient*	pO ₂ (A-a)									
	Hemoglobin	ctHb									
	Barometrski tlak	Barometrski tlak									
	Temperaturno korigiran pH*	pH T kor.									
	Temperaturno korigiran CO ₂ *	CO ₂ T kor									
	Temperaturno korigiran O ₂ *	O ₂ T kor									
2	Plinska analiza arterijske krvi - Natrij	Ka-Na	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	*do 1h iz predhodno opravljene PAAK saj so parametri izmerjeni v isti analizi.
3	Plinska analiza arterijske krvi - Kalij	Ka-K	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	
4	Plinska analiza arterijske krvi - Klorid	Ka-Cl	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	
5	Plinska analiza arterijske krvi – ioniziran kalcij	Ka-Ca - ionizirani	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	
6	Plinska analiza arterijske krvi – Glukoza	Ka-Glukoza	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	
7	Plinska analiza arterijske krvi – Laktat	Ka-Laktat	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	
8	Karboksi-hemoglobin	CO-Hb	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	
9	Methemoglobin	Met-Hb	Polna arterijska kri	heparinizirana brizga	●	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	DA*	20 min/20 min	DA	



KATALOG PREISKAV

PLINSKA ANALIZA KRVI

ZAP ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
10	Plinska analiza kapilarne krvi		Polna artealizirana kapilarna kri	heparinizirana kapilara	/	normalno/15 minut	vsak dan - 24 ur	NE	20 min/20 min	DA	Samo pri otrocih in dializnih bolnikih.
	pH	pH									
	Presežek baz	BE									
	Standardni HCO3	Standardni HCO3									
	pCO2	pCO2									
	pO2	pO2									
	Saturacija hemoglobina	Hb-HbO2									
	Dejanski HCO3	Dejanski HCO3									

Za izvedbo PAAK so obvezni podatki, ki jih je potrebno vnesti ob naročilu preiskave: telesna temperatura, vdihana količina zraka in frekvenca dihanja.



KATALOG PREISKAV

IMUNOKEMIJSKE PREISKAVE													
ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi			TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Alfa 1 fetoprotein	AFP	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
2	Digoxin	Digoxin	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
3	Feritin	Feritin	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	DA	
4	Folati	Folati	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	NE	Isti dan/-	NE	
5	Humani horionski genadotropin	HCG	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
6	Imunoglobulini E- celokupni	IgE-cel	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
7	Karbohidratni antigen 19-9	CA 19-9	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
8	Karcinomski antigen 125	CA 125	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
9	Karcinomski antigen 15-3	CA15-3	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
10	Karcinoembrionalni antigen	CEA	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
11	Kreatinin kinaza Mb (masna koncentracija)	CK-MB	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	NE	Isti dan/do 2 uri	DA	
12	Mioglobin	Mioglobin	Serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	vsak dan – 24ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	
13	N-terminalni pro BNP	NT-pro BNP	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA	Isti dan/do 3 ure	DA	
14	Parathormon	i-PTH	plazma	epruveta z EDTA	●		●	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
15	Prokalcitonin	PCT	serum	biokemična epruveta	●	ali	●	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	



KATALOG PREISKAV

IMUNOKEMIJSKE PREISKAVE

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
16	Prostata specifični antigen-celokupni	TPSA	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
17	Prostata specifični antigen-prosti	FPSA	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
18	Razmerje PSAp/PSAcel	Razmerje PSAp/PSAcel	izračun		🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	Potrebno je naročiti meritev TPSA in FPSA.
19	Trijodtironin – prosti	FT ₃	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
20	Tiroksin- prosti	FT ₄	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
21	Tirotropni hormon	TSH	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	ob delavnikih	DA	Isti dan/-	NE	
22	Troponin T- hs	TnT- hs	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA	Isti dan/do 2 uri	DA	Lahko tudi epruveta z Li-heparinom
23	Vitamin B 12	B 12	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA	Isti dan/-	NE	
24	Toxo IgM	Toxo IgM	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
25	Toxo IgG	Toxo IgG	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
26	Vitamin D total	Vitamin D	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
27	Prosti βHCG	BHCG prosti	serum	biokemična epruveta brez gela	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
28	PAPP-A	PAPP-A	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
29	Kortizol	Kortizol	serum, 24-urni urin	biokemična epruveta, 1dL zbranega urina	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	najmanj 2x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.

Imunološke preiskave je možno donaročiti, če je bil predhodno odvzet ustrezni biološki material (epruveta brez gela, kjer je to potrebno).



KATALOG PREISKAV

VIRUSNI MARKERJI

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi			TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Anti HBc (protitelesa na jedrni hepatitis B)	Anti HBc	serum	biokemična epruveta		ali		normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA	Isti dan*,**/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
2	Anti HBs (protitelesa na površinski hepatitis B)	Anti HBs	serum	biokemična epruveta		ali		normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA	Isti dan*,**/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
3	Anti HCV (protitelesa na hepatitis C)	Anti HCV	serum	biokemična epruveta		ali		normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA	Isti dan*,**/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
4	HBsAg (površinski antigen hepatitisa B)	HbsAg	Serum	biokemična epruveta		ali		normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA	Isti dan*,**/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko. **v izjemnih primerih se po dogovoru z zdravnikom preiskava opravi v najkrajšem možnem času
5	HIV combi PT	HIV combi PT	serum	biokemična epruveta		ali		normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
6	Anti HBc (protitelesa na jedrni hepatitis B)	Anti HBc	serum	biokemična epruveta		ali		normalno/30 min	vsaj 1x tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja. Preiskava se opravlja 1-2x tedensko.
7	Anti-SARS-CoV – 2 hitri antigen test	bris	bris	bris nosno žrelnega predela	/			normalno/15 min	vsak dan – 24ur	NE	1 ura	DA	Pri samoplačnikih je lahko čas daljši.



KATALOG PREISKAV

ZDRAVILA

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE	
1	Gentamicin	GENT	serum	biokemična epruveta		ali	normalno/30 min	Vsak dan 07.00 – 21.00	NE	Isti dan	NE	Obvezno je poklicati v laboratorij, obveščen mora biti klinični farmacevt.
2	Vankomicin	VAN	serum	biokemična epruveta		ali	normalno/30 min	Vsak dan 07.00 – 21.00	NE	Isti dan	NE	Obvezno je poklicati v laboratorij, obveščen mora biti klinični farmacevt.



KATALOG PREISKAV

HEMATOLOŠKE PREISKAVE

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Osnovna krvna slika	KKS	polna kri	epruveta z EDTA	●	normalno/30 min	vsak dan – 24 ur	DA - do 8 ur od odvzema krvi	Isti dan/1 ura	DA	Če so T pod 100×10^9 njihovo številčno koncentracijo preverimo še v krvnem razmazu.
	Levkociti	L									
	Eritrociti	E									
	Hemoglobin	Hb									
	Hematokrit	Ht									
	Povprečni volumen eritrocitov	E-MCV									
	Povprečna količina hemoglobina v eritrocitu	E-MCH									
	Povprečna koncentracija hemoglobina v eritrocitih	E-MCHC									
	Porazdelitev volumna eritrocitov	RDW									
	Trombociti	T									
	Povprečni volumen trombocitov	MPV									
2	Diferencialna krvna slika (mikroskop, analizator)	DKS	polna kri	epruveta z EDTA	●	normalno/30 min	ob delavnikih od 07-19**, sobota, nedelja, prazniki 7-13**	DA - do 8 ur od odvzema krvi	Isti dan/-	NE	**ko je pomoč hematološki tehnik
3	Retikulociti (absolutna in relativna vr.)	RET	polna kri	epruveta z EDTA	●	normalno/30 min	ob delavnikih	DA – do 8 ur po odvzemu	Isti dan/-	NE	V primeru nenormalne porazdelitve retikulocitov Ret-He meritev ni zanesljiva in v izvid ni podana.
	Ekvivalent hemoglobina v retikulocitih	Ret-He									
4	Sedimentacija eritrocitov	SR	polna kri	epruveta z Na- citratom	●	normalno/30 min	ob delavnikih od 07-19, sobota, nedelja, prazniki 7-13	NE	Isti dan/2 ure	NE	Oddelki SB Ptuj vsaki dan do 22.00.

* Pri nujnih vzorcih se čas izvedbe podaljša, kadar je potrebno rezultate ponoviti oziroma preveriti na drugem analizatorju oziroma pod mikroskopom.



KATALOG PREISKAV

PREISKAVE URINA

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
Osnovna analiza urina											
1	Proteini, presejalni test	U-proteini	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
2	Glukoza, presejalni test	U-glukoza	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
3	Metilketoni (aceton)	U-metilketoni	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
4	Urobilinogen, presejalni test	U-urobilinogen	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
5	Bilirubin, presejalni test	U-bilirubin	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
6	pH urina	U-pH	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
7	Nitriti	U-nitriti	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
8	Relativna gostota urina	U-spec.teža	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
Sediment											
9	U-sediment	U-sediment	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	vsak dan/24 ur	NE	Isti dan/1 ura	DA	
	U sed. eritrociti	U sed. eritociti									
	U sed. levkociti	U sed. Levkociti									
	U sed. cilindri	U sed. Levkociti									
	U sed. bakterije	U sed. Levkociti									
	U sed. glivice	U sed. Levkociti									
	U sed. kristali	U sed. Levkociti									
	U sed. epitelne celice	U sed. Levkociti									
	U sed. drugo	U sed. Levkociti									
Ostale preiskave v urinu											
10	Droge – hitri test	Presejalni test na droge	urin	lonček za urin	/	normalno/30 min	vsak dan /24 ur	NE	Isti dan/1/2 ure	DA	Pri sumljivih osebah kontroliramo oddajo vzorca.
11	Mikroalbumini (kvantitativno)	U-mikroalb.	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	



KATALOG PREISKAV

PREISKAVE URINA

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
12	Razmerje U-albumini/kreatinin	U-albumini/kreatinin	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
13	Levkociti (štetje celic)	U-levkociti	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
14	Eritrociti (štetje celic)	U-eritrociti	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
15	Mioglobin	U-mioglobin	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
16	U-OGTT-75 nosečniški test	U-OGTT-75 nosečniški test	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
17	U-OGTT-75	U-OGTT-75	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	
18	Diabetični urin	U-diabetes	urin	lonček za urin	/	normalno/30min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	

24 urni urin

19	dU-volumen										Obvezen podatek za preračun vrednosti na dan.
20	Beljakovine (cel. proteini) v urinu - kvantitativno	dU – cel.prot.	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
21	Kreatinin v urinu	dU – Kreatinin	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
22	dU-Natrij	dU – Na	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
23	dU-Kalij	dU – K	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
24	dU-Klor	dU – Cl	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
25	dU-Kalcij	dU – Ca	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
26	dU-Fosfat (anorganski)	dU – P	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	



KATALOG PREISKAV

PREISKAVE URINA

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
27	dU- sečna kislina (urat)	dU – urat	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	
28	dU – sečnina (urea)	dU – sečnina	24-urni urin	1 dL od zbranega 24-urnega urina (zabeležen V)	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	

Vse preiskave 24-urnega urina je možno opraviti tudi v slučajnem vzorcu. V tem primeru so rezultati podani na 1L urina.

PREISKAVE BLATA

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Kri v blatu, kemijski test	kri v blatu	blato	Lonček za blato	/	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota,nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
2	Kri v blatu, imunološki test	kri v blatu	blato	Lonček za blato	/	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota,nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
3	Paraziti	paraziti	blato	Lonček za blato	/	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota,nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
4	Adeno virus	Adeno virus	blato	Lonček za blato	/	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota,nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
5	Rota virus	Rota virus	blato	Lonček za blato	/	normalno/30min	ob delavnikih 07-19, sobota,nedelja, prazniki 07-13	NE	Isti dan/-	NE	
6	Helicobacter pylori	H.P.	blato	Lonček za blato	/	normalno/30 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	



KATALOG PREISKAV

LIKVOR

ZAP. ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Beljakovine (proteini) v likvorju	Lc - proteini	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 1)*	○	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	NE	1 ura1/1ura	DA	
2	Laktat v likvorju	Lc - Laktat	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 1)*	○	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	NE	1 ura1/1ura	DA	
3	Glukoza v likvorju	Lc - glukoza	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 1)*	○	normalno/15 min	vsak dan-24 ur	NE	1 ura1/1ura	DA	
4	Levkociti	Lc-levkociti	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	○	normalno/15 min	vsak dan – 24 ur	NE	do1 ure/do 1 ure	DA	
5	Eritrociti	E-likvor	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	○	normalno/15 min	vsak dan – 24 ur	NE	do1 uro/do 1 uro	DA	
6	Organoleptični pregled likvor	Lc-Org. pregl.	likvor	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	○	normalno/15 min	vsak dan – 24 ur	NE	1 ura//1 ura	DA	
7	Likvor sediment	Lc-sedim.	likvor,	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	○	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	DA	
	Mononuklearne celice	Lc-MN									
	Polimorfonuklearne celice	Lc-PMN									
8	Sediment - mikroskopski pregled	Lc-likvor,	likvor,	sterilna epruveta (Vzorec št. 3)*	○	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	Mikroskopski pregled bo opravljen v tekočem tednu.

*Pri punkciji likvorja se odvzamejo tri epruvete likvorja, ki se predhodno označijo s številkami 1,2,3 in se po takšnem vrstnem redu tudi odvzamejo. Na OLD se ob naročilu preiskav pošlje vzorec št. 1 in št. 3.



KATALOG PREISKAV

PUNKTATI

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Albumini v punktatu	PT-Albumini	punktat	biokemična epruveta brez gela	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	Obvezen podatek je vrsta punktata.
2	Celokupni proteini v punktatu	PT-proteini	punktat	biokemična epruveta brez gela	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	Obvezen podatek je vrsta punktata.
3	Alkalna fosfataza v punktatu	PT-AP	punktat	biokemična epruveta brez gela	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	Obvezen podatek je vrsta punktata.
4	Glukoza v punktatu	PT-glukoza	punktat	biokemična epruveta brez gela	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	Obvezen podatek je vrsta punktata.
5	Alfa amilaza v punktatu	PT-amilaza	punktat	biokemična epruveta brez gela	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	Obvezen podatek je vrsta punktata.
6	Laktat dehidrogenaza v punktatu	PT-LDH	punktat	biokemična epruveta brez gela	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan	NE	Obvezen podatek je vrsta punktata.
7	Levkociti	PT-levkociti	punktat	epruveta z EDTA	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Do 1 ure/do 1 ure	DA	Obvezen podatek je vrsta punktata.
8	Eritrociti	PT-eritrociti	punktat	epruveta z EDTA	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Do 1 uro/do 1 uro	DA	Obvezen podatek je vrsta punktata.
9	Punktat-sediment	Punktat-sediment	punktat	epruveta z EDTA	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Do 1 uro/do 1 uro	DA	Obvezen podatek je vrsta punktata.
	Mononuklearne celice	PT-MN									Obvezen podatek je vrsta punktata.
	Polimorfonuklearne celice	PT-PMN									
10	Sediment -mikroskopski pregled	PT-sediment	punktat	epruveta z EDTA	●	normalno/15 min	ob delavnikih	NE	Isti dan/-	NE	Mikroskopski pregled bo opravljen v tekočem tednu.

Za biokemične preiskave je potreben odvzem v biokemično epruveto brez gela, za štetje celic v epruveto z EDTA-jem. Obvezen podatek na vzorecu je vrsta punktata.



KATALOG PREISKAV

SPECIFIČNI IgE

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
1	Mačji epitel	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
2	Pasji epitel	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
3	Pasja dlaka	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
4	Epitel konja	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
5	Jajčni beljak	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
6	Jajčni rumenjak	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
7	Kravje mleko	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
8	Polenovka	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
9	Pšenica	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
10	Arašidi	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
11	Soja	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
12	Lešnik	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
13	Paradižnik	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
14	Jagoda	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
15	Jabolko	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
16	Breskev	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
17	Čebela	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
18	Osa	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
19	Sršen	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
20	Komar	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
21	D. pter	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
22	D. farinae	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
23	Travniški mačji rep	-	serum	biokemična epruveta	● ali ●	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja



KATALOG PREISKAV

SPECIFIČNI IgE

ZAP.ŠT.	PREISKAVA	OKRAJŠAVA	VZOREC	MATERIAL ZA ODVZEM	BARVA ZAMAŠKA EPRUVETE za odvzem krvi	TRANSPORT NAČIN / ČAS	IZVAJANJE PREISKAVE	DONAROČILO DA-NE / ČAS	ČAS TRAJANJA PREISKAVE NORMALNO/NUJNO	PREISKAVA NUJNA DA/NE	OPOMBE
24	Ambrozija (Ambr. Elatior)	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
25	Glive (Alternaria tenius)	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
26	Breza	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
27	Leska	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
28	Trave (panel)	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
29	Plevel (panel)	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
30	Plesni (panel)	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja
31	Čebela (Api m 1)	-	serum	biokemična epruveta	🟡 ali 🔴	normalno/30 min	praviloma enkrat tedensko	DA	Isti dan*/-	NE	*tisti dan, ko se preiskava opravlja

Izdelala:	Pregledala:	Pregledala in odobrila:
Tina Žuran, mag.lab.biomed Namestnica VK	Karmen Šoštarič, spec.med.biokem. Anja Geršak, uni.dipl. inž. kem.tehnol. Danica Makovec, dipl.inž.kem.tehnol.	Mojca Završnik, spec.med.biokem. Predstojnica OLD