

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	SEZNAM PREISKOVALNIH POSTOPKOV - OBSEG AKREDITIRANE DEJAVNOSTI
---	---

VELJA OD:	23.09.2026
-----------	------------

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	KLINIČNA BIOKEMIJA Z IMUNOLOGIJO

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERIJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
1.	KALIJ	A	kri, serum, plazma, urin	elektrokemija	ion-selektivna elektroda, indirektna (ISE-indirektna)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	A-LYTE Integrated Multisenson (IMT Na K Cl), <i>package insert.</i> ZD 085-2023.	SO BI 13	2
2.	NATRIJ	A	kri, serum, plazma, urin	elektrokemija	ion-selektivna elektroda, indirektna (ISE-indirektna)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	A-LYTE Integrated Multisenson (IMT Na K Cl), <i>package insert.</i> ZD 085-2023.	SO BI 13	2
3.	KLOR	A	kri, serum, plazma, urin	elektrokemija	ion-selektivna elektroda, indirektna (ISE-indirektna)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	A-LYTE Integrated Multisenson (IMT Na K Cl), <i>package insert.</i> ZD 085-2023.	SO BI 13	2
4.	KALCIJ	A	kri, serum, plazma, urin	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična arzenazo III metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atelica CH Calcium 2 (CA_2), <i>package insert.</i> ZD 096-2023.	SO BI 10	2
5.	MAGNEZIJ	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična metoda (Xylidyl-modro)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Magnesium (Mg) <i>package insert.</i> ZD 136-2023.	SO BI 22	2
6.	FOSFATI (ANORG.)	A	kri, serum, plazma, urin	spektrofotometrija (UV/VIS)	fosfomolibdatna UV metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Inorganic Phosphorus (IP), <i>package insert.</i> ZD 129-2023.	SO BI 14	2
7.	ŽELEZO	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	fotometrični barvni test (ferozin)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Iron_2 (Iron_2), <i>package insert.</i> ZD 084-2022.	SO BI 27	2
8.	GLUKOZA	A	kri, serum, plazma, urin, likvor	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska heksokinazna metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (GluH_3), <i>package insert.</i> ZD 117-2023.	SO BI 16	2
9.	SEČNINA (UREA)	A	kri, serum, plazma, urin	spektrofotometrija (UV/VIS)	kinetična UV metoda (ureaza/GLDH)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Urea Nitrogen (UN_c), <i>package insert.</i> ZD 155-2023.	SO BI 24	2
10.	KREATININ	A	kri, serum, plazma, urin	spektrofotometrija (UV/VIS)	kontinuirana encimska metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Enzymatic Creatinine_2 (ECre_2), <i>package insert.</i> ZD 106-2023.	SO BI 18	2
11.	SEČNA KISLINA (URAT)	A	kri, serum, plazma, urin	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska kolorimetrična metoda (urikaza)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Uric Acid (UA), <i>package insert.</i> ZD 156-2023.	SO BI 26	2
12.	BILIRUBIN, CELOKUPNI	A	kri, serum, plazma, urin	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična diazo metoda (DPD)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Diazo Total Bilirubin (D_TBil), <i>package insert.</i> ZD 023-2024.	SO BI 08	3
13.	BILIRUBIN, DIREKTN	A	kri, serum, plazma, urin	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična diazo metoda (DPD)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Diazo Direct Bilirubin (D_DBi), <i>package insert.</i> ZD 022-2024.	SO BI 09	3
14.	ALKALNA FOSFATAZA	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična IFCC metoda s p-NPP	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Alkaline Phosphatase, Concentrated (ALP_2c), <i>package insert.</i> ZD 083-2023.	SO BI 02	2
15.	AST (ASPARTAT AMINOTRANSFERAZA)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	IFCC (UV metoda) s P5P	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Aspartat Aminotransferase P5P (ASTPLc), <i>package insert.</i> ZD 092-2023.	SO BI 07	2
16.	ALT (ALANIN AMINOTRANSFERAZA)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	IFCC (UV metoda) s P5P	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Alanine Aminotransferase P5P (ALTPLc), <i>package insert.</i> ZD 081-2023.	SO BI 04	2
17.	GAMA-GT (GAMA-GLUTAMIL TRANSFERAZA)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska kolorimetrična IFCC metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Gamma-Glutamyl Transferase_2 (GGT_2), <i>package insert.</i> ZD 024-2024.	SO BI 15	2
18.	ALFA-AMILAZA	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	IFCC (kinetični test) z G7PNP	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica® CH Amylase_2 (AMY_2), <i>package insert.</i> ZD 087-2023.	SO BI 05	2
19.	LIPAZA	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska kolorimetrična metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Lipase (Lip), <i>package insert.</i> ZD 135-2023.	SO BI 21	2
20.	PSEUDOHOLINESTERAZA	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	Oksidacijsko-reduksijska kolorimetrična metoda (BTC)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Cholinesterase (CHE), <i>package insert.</i> ZD 099-2023.	SO BI 28	2
21.	LDH (LAKTAT DEHIDROGENAZA)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	IFCC (UV metoda), L-P	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Lactate Dehydrogenase L-P (LDLP), <i>package insert.</i> ZD 133-2023.	SO BI 20	2

22.	CK (KREATIN KINAZA)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	IFCC UV metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Creatine Kinase (CK_L), <i>package insert</i> . ZD 102- 2023.	SO BI 11	2
23.	CELOKUPNI PROTEINI	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična biuretska metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Total Protein II (TP), <i>package insert</i> . ZD 150-2023.	SO BI 23	2
24.	ALBUMINI	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična "endpoint" metoda z BCG	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Albumin (Alb), <i>package insert</i> . ZD 082-2023.	SO BI 01	2
25.	HOLESTEROL	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska metoda (holesterol esteraza, oksidaza, peroksidaza)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Cholesterol_2 (Chol_2), <i>package insert</i> . ZD 098- 2023.	SO BI 29	2
26.	HDL HOLESTEROL	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska kolorimetrična metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH HDL Cholesterol (HDLc), <i>package insert</i> . ZD 119- 2023.	SO BI 31	2
27.	LDL HOLESTEROL	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	direktna homogena metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH LDL Cholesterol (LDLc), <i>package insert</i> . ZD 134- 2023.	SO BI 32	2
28.	TRIGLICERIDI	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska (GPO-POD) metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Triglycerides_2 (Trig_2), <i>package insert</i> . ZD 154- 2023.	SO BI 30	2
29.	AMONIJAK (AMONIJEV ION)	A	kri, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska kinetična (GLDH) metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Ammonia (Amm), <i>package insert</i> . ZD 086-2023.	SO BI 06	2
30.	LAKTAT	A	kri, plazma, likvor	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska (laktat oksidaza, peroksidaza) metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Lactate_2 (Lac_2), <i>package insert</i> . ZD 132-2023.	SO BI 19	2
31.	CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH C-Reactive Protein (CRP), <i>package insert</i> . ZD 092- 2024.	SO BI 12	3
32.	ALKOHOL (ETANOL)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (UV/VIS)	encimska (ADH) fotometrična metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Ethyl Alcohol (ETOH), <i>package insert</i> . ZD 108-2023.	SO BI 03	2
33.	GLIKIRANI HEMOGLOBIN (HbA _{1c})	A	kri	spektrofotometrija (turbidimetrija)	turbidimetrična encimska metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c (A1c_E), <i>package insert</i> . ZD 107-2023.	SO BI 17	2
34.	UCFP (PROTEINI V URINU IN LIKVORJU)	A	urin, likvor	spektrofotometrija (UV/VIS)	kolorimetrična metoda (pirogolol rdeče)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP), <i>package insert</i> . ZD 157-2023.	SO BI 25	2
35.	VANKOMICIN	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	homogena turbidimetrična »inhibicijska« imuno metoda (PETINIA)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Vancomycin (Vanc), <i>package insert</i> . ZD 158-2023.	SO BI 34	2
36.	GENTAMICIN	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	homogena turbidimetrična »inhibicijska« imuno metoda (PETINIA)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Gentamicin (Gent), <i>package insert</i> . ZD 116-2023.	SO BI 35	2
37.	TRANSFERIN	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Transferrin (Trf), <i>package insert</i> . ZD 153-2023.	SO BI 45	2
38.	HIL	A	serum, plazma	spektrofotometrija (nefelometrija)	UV metoda	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	v sklopu analizatorja	SO BI 37	1
39.	REVMA FAKTOR	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Rheumatoid Factor (RF), <i>package insert</i> . ZD 143- 2023.	SO BI 47	2
40.	ALBUMINI (kvantitativno)	A	urin	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Microalbumin_2 (uALB_2), <i>package insert</i> . ZD 137- 2023.	SO BI 36	2
41.	IgA	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Immunoglobulin A_2 (IgA_2), <i>package insert</i> . ZD 126- 2023.	SO BI 42	2
42.	IgG	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Immunoglobulin G_2 (IgG_2), <i>package insert</i> . ZD 127- 2023.	SO BI 44	2
43.	IgM	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Immunoglobulin M_2 (IgM_2), <i>package insert</i> . ZD 128- 2023.	SO BI 43	2
44.	ASO (ANTISTREPTOLIZINSKI TEST)	A	kri, serum, plazma	spektrofotometrija (turbidimetrija)	imunoturbidimetrija	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-1: CM04559/BIO7, ATELLICA CH 930 ANALYZER BIO-2: CM04560/BIO 7	Atellica CH Anti-Streptolysin-O_2 (ASO_2), <i>package insert</i> . ZD 089- 2023.	SO BI 46	2

45.	CK-MB (CK-MB MASN1)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	CKMB - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 103-2023.	SO BI 58	2
46.	Troponin I hs	A	serum, kri, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Troponin I High Sensitivity - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 160-2026.	SO BI 91	5
47.	MIOGLOBIN	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Myoglobin - Atellica IM - RGT - 50 Tests, package insert ZD 138-2023.	SO BI 62	2
48.	NT-pro BNP	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	NTPBNP - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 139-2023.	SO BI 64	2
49.	PROKALCITONIN	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Procalcitonin (BRAHMS) - Atellica IM - RGT - 100 T, package insert ZD 142-2023.	SO BI 92	1
		A	kri, serum, plazma	imunokemija	elektrokemiluminiscenca (ECLIA)	biokemijski/imunokemijski analizator	COBAS e 411: 0933-18/006244	Elecsys BRAHMS PCT, <i>package insert.</i> ZD 085-2022.	SO BI 94	1
50.	DIGOKSIN	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), kompetitivni princip metode	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Digoxin - Atellica IM - RGT - 50 Tests, package insert ZD 104-2023.	SO BI 63	3
51.	hCG (HUMANI HORIJSKI GONADOTROPIN)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" ELISA	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Total hCG - Atellica IM - RGT - 90 Tests, package insert ZD 148-2023.	SO BI 61	3
52.	TSH (TIROID-STIMULIRAJUĆI HORMON)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	TSH3-UL - Atellica IM - RGT - 550 Tests, package insert ZD 146-2023.	SO BI 69	3
53.	T3, prosti (TRIJODTIRONIN, PROSTI)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), kompetitivni princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	FT3 - Atellica IM - RGT - 300 Tests, package insert ZD 114-2023.	SO BI 68	2
54.	T4, PROSTI (TIROKSIN, PROSTI)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), kompetitivni princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	FT4 - Atellica IM - RGT - 250 Tests, package insert ZD 113-2023.	SO BI 67	2
55.	CEA (KARCINOEMBRIONALNI ANTIGEN)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	CEA - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 097-2023.	SO BI 55	2
56.	CA 15-3 (KARCINOMSKI ANTIGEN 125)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	CA 15-3 - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 093-2023.	SO BI 70	2
57.	CA 125 (KARCINOMSKI ANTIGEN 125)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	CA 125H - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 095-2023.	SO BI 54	2
58.	CA 19-9 (KARCINOMSKI ANTIGEN 19-9)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	CA 19-9 - Atellica IM - RGT - 50 Tests, package insert ZD 094-2023.	SO BI 53	2
59.	AFP (ALFA-FETOPROTEIN)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Alpha-Fetoprotein - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 084-2023.	SO BI 51	3

60.	PSA CEL. (PROSTATA SPECIFIČNI ANTIGEN)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	PSA - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 143-2023.	SO BI 57	2
61.	PSA PROSTI (PROSTATA SPECIFIČNI ANTIGEN)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	PSA free - Atellica IM - RGT - 50 Tests, package insert ZD 112-2023.	SO BI 65	2
62.	FERITIN	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), sendvič princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Ferritin - Atellica IM - RGT - 90 Tests, package insert ZD 109-2023.	SO BI 59	2
63.	IgE	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), sendvič princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	IgE Total - Atellica IM - RGT - 250 Tests, package insert ZD 149-2023.	SO BI 56	2
64.	VITAMIN B12	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), kompetitivni princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Vitamin B12 - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 159- 2023.	SO BI 52	2
65.	FOLATI	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), kompetitivni princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Fol - Atellica IM - RGT - 140 Tests, package insert ZD 110-2023.	SO BI 60	2
66.	VITAMIN D	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA)	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Vitamin D 25-OH - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 160-2023.	SO BI 73	4
67.	KORTIZOL	A	kri, serum, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA)	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Cortisol - Atellica IM - RGT - 50 Tests, package insert ZD 100-2023.	SO BI 76	1
68.	PAAP-A (NOSEČNIŠKI PLAZEMSKI PROTEIN A)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	elektrokemiluminiscenca (ECLIA)	biokemijski/immunokemijski analizator	COBAS e 411: 0933-18/006244	Elecsys PAPP-A, <i>package insert</i> ZD 085-2022.	SO BI 75	1
69.	PROSTI HCG (PROSTA β PODENOTA HUMANEGA HORIJSKEGA GONADOTROPINA)	A	kri, serum, plazma	imunokemija	elektrokemiluminiscenca (ECLIA)	biokemijski/immunokemijski analizator	COBAS e 411: 0933-18/006244	Elecsys free βhCG, <i>package insert</i> ZD 085-2022.	SO BI 74	1
70.	PTH (PARATIROIDNI HORMON, INTAKTNI)	A	kri, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" ELISA	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	PTH - Atellica IM - RGT - 190 Tests, package insert ZD 130-2023.	SO BI 66	2
71.	ELEKTROFOREZA PROTEINOV (ALBUMINI, ALFA-1 GLOBULINI, ALFA- 2 GLOBULINI, BETA-1 GLOBULINI, BETA-2 GLOBULINI, GAMA GLOBULINI)	A	kri, serum	elektroforeza	kapilarna elektroforeza	analizator za elektroforezo	MINICAP SEBIA FLEX PIERCING: 95963/011000	Minicap Instruction Manual, Sebia, ZD 070-2021	SO BO 09	5

TIP OBSEGA:	FIKSNI
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	KLINIČNA BIOKEMIJA Z IMUNOLOGIJO

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
72.	oGF (CKD-EPI) (OCENA GLOMERULNE FILTRACIJE)	C	serum	izračun	izračun iz rezultatov preiskav kreatinina	referenca vira izračuna	referenca vira izračuna	oGF (Janowitz - novi model); Janowitz T, Williams EH, Marshall A et al. New Model for Estimating Glomerular Filtration Rate in Patients With Cancer. J Clin Oncol, 2017 Aug 20; 35(24): 2798-805. ZD 083-2022	SO BI 18	2
73.	oGF (SCHWARZEVA FORMULA)	C	serum	izračun	izračun iz rezultatov preiskav kreatinina	referenca vira izračuna	referenca vira izračuna	Schwartz GJ, Haycock GB, Edelmann CM, Spitzer A. A simple estimate of glomerular filtration rate in children derived from body length and plasma creatinine. Pediatrics, 1976 Aug. 58(2): 259-63. ZD 080-2022	SO BI 18	2

74.	razmerje PSA	C	kri, serum, plazma	imunokemija	izračun	izračun razmerja prosti PSA/celokupni PSA	referenca vira izračuna	Grossklau DJ, Smith JA, Shappell SB et al. The free/total prostate-specific antigen ratio (%PSA) is the best predictor of tumor involvement in the radical prostatectomy specimen among men with an elevated PSA. Urol Oncol, 2002 Sept; 7(5): 195-8. ZD 082-2022	SO BI 65	2
75.	SATURACIJA TRANSFERINA	C	kri, serum, plazma	izračun	izračun iz transferina in železa	referenca vira izračuna	referenca vira izračuna	Kasvosve I, Delanghe J. Total iron binding capacity and transferrin concentration in the assessment of iron status. Clin Chem Lab Med 2002; 40(10): 1014-1018. ZD 081-2022	SO BI 45	2
76.	GL-OČISTEK KREATININA	C	serum	izračun	izračun iz rezultatov preiskav kreatinina	referenca vira izračuna	referenca vira izračuna	Štraus B, Medicinska biokemija, Medicinska naklada: 2012	SO BI 18	2

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE ALI DODATNIH PARAMETROV)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	KLINIČNA BIOKEMIJA Z IMUNOLOGIJO

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERIJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
77.	plinska analiza z oksimetrijom (pH, presežek baz, standardni HCO3, pCO2, pO2, Hb-HbO2, dejanski HCO3, pO2 (A-a), tHb, met-Hb, CO-Hb, Ca ionizirani, Glukoza, Laktat, Na, K, Cl)	B	kri	elektrokemija, spektrofotometrija (UV/VIS)	elektrode (potenciometrija, amperometrija), spektrofotometrija	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034-2021. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 035-2021.	SO BO 13	10
78.	plinska analiza kapilarne krvi (pH, presežek baz, standardni HCO3, pCO2, pO2, Hb-HbO2, dejanski HCO3)	B	kri	elektrokemija, spektrofotometrija (UV/VIS)	elektrode (potenciometrija, amperometrija), spektrofotometrija	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034-2021. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 035-2021.	SO BO 13	10
79.	OSNOVNA ANALIZA URINA (SEMIKV.) (pH, glukoza, bilirubin, urobilinogen, metilketoni, specifična teža, nitriti, proteini, kri(hemoglobin), levkociti)	B	urin	spektrofotometrija (reflektometrija, refraktometrija, turbidimetrija)	testni trak	urinski analizator	SYSMEX UC 3500:2835/012164	SYSMEX Meditape UC 9A: ZD 042-2026	SO UL 46	1
							SYSMEX UC 1000: KE07250304250/012164	SYSMEX Meditape UC 10S: ZD 041-2026	SO UL 46	1
80.	ANALIZA STRUKTURNIH ELEMENTOV URINA (semikvantitativno ali opisno: eritrociti, levkociti, cilindri, bakterije, glivice, kristali, epitelne celice, drugo)	B	urin	mikroskopija	mikroskopiranje	urinski analizator mikroskop	SYSMEX UD-10: 13481/012164, BX 41: 9C09581/005342	1. Sysmex UD-10: ZD 035-2026 2. Instructions BX41 System Microscope, Olympus. ZD 078-2021.	SO UL 47	1

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	KLINIČNA BIOKEMIJA Z IMUNOLOGIJO

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERIJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
81.	COHb (KARBOKSIHEMOGLOBIN)	A	kri	spektrofotometrija (UV/VIS)	spektrofotometrija	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9
82.	met Hb (METHEMOGLOBIN)	A	kri	spektrofotometrija (UV/VIS)	spektrofotometrija	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9
83.	GLUKOZA	A	kri	elektrokemija	elektrode (potenciometrija, amperometrija)	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9
84.	LAKTAT	A	kri	elektrokemija	elektrode (potenciometrija, amperometrija)	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9
85.	K	A	kri	elektrokemija	elektrode (potenciometrija, amperometrija)	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9
86.	NA	A	kri	elektrokemija	elektrode (potenciometrija, amperometrija)	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9

87.	CL	A	kri	elektrokemija	elektrode (potenciometrija, amperometrija)	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9
88.	IONIZIRANI CA	A	kri	elektrokemija	elektrode (potenciometrija, amperometrija)	plinski analizator	ABL BASIC: 754-R20580N004/BIO1 ABL FLEX*: I902-754R2734N0030/008859	ABL800 BASIC analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ABL800 FLEX analyzer Specifications, Radiometer Medical ApS, Danska, 2020. ZD 034/035-2021.	SO BO 13	9

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE ALI DODATNIH PARAMETROV)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	LABORATORJSKA HEMATOLOGIJA

ZAP.ŠT. PO LM-004		VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
89.	HEMOTOGRAM Z D I F E R E N C I A L N O K R V N	LEVKOCITI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021	SO HL 22	6
										SO HL 29	6
		ERITROCITI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 23	7
		HEMOGLOBIN	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem, spektrofotometrična SLS metoda	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 24	7
		HEMATOKRIT	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem, spektrofotometrična SLS metoda	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 21	6
		MCV	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem, spektrofotometrična SLS metoda	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 21	6
		MCH	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem, spektrofotometrična SLS metoda	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 21	6
		MCHC	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem, spektrofotometrična SLS metoda	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 21	6
		TROMBOCITI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 25	6
		PLT-F	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021.	SO HL 28	6
MPV	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021 / Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 21	6		

	O S L I K O	RDW	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229 XN-550: 11705/007230	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021./ Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 21	6
		NEVTROFILNI GRANULOCITI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021./ Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 27	6
		LIMFOCITI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021./ Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 27	6
		MONOCITI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021./ Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 27	6
		EOZINOFILCI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021./ Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 27	6
		BAZOFILCI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021./ Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 27	6
		NEZRELI GRANULOCITI	B	kri	pretočna citometrija, spektrofotometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021./ Automated Hematology Analyzer XN-L series XN-550, Splošne informacije, december 2014. ZD 052-2021.	SO HL 27	6
90.		DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA (DKS) - MIKROSKOPSKA (v % in absolutnem številu: nesg. nevtrofili, seg. nevtrofili, limfociti, monociti, eozinofili, bazofili, metamielociti, mielociti, promielociti, blasti, reaktivni limfociti, atipični limfociti, drugo; opis levkocitne, eritrocitne in trombocitne krvne slike)	B	kri	mikroskopiranje	mikroskopski pregled krvnega razmaza	mikroskop	BX53: 9A02016/005378	Instructions BX53, System Microscope With LED light source, Olympus. ZD 133-2021.	SO HL 05	11
			B	kri	barvanje krvnih razmazov	avtomatsko barvanje	avtomatski barvalnik	RAL STAINER: 70132027/008807	RAL STAINER, The RAL Automated staining system, User Guide. ZD 064-2021.	SO HL 05	11
91.	R E T I K U L O C I T I	RETIKULOCITI	B	kri	pretočna citometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021.	SO HL 26	7
		RETIKULOCITI (%)	B	kri	pretočna citometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021.	SO HL 26	7
		Ret-He	B	kri	pretočna citometrija	pretočna citometrija, določanje števila celic s hematološkim analizatorjem	hematološki analizator	XN-1000: 24459/007229	Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1000), Navodila za uporabo, junij 2015. ZD 051-2021.	SO HL 26	7

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERIJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
92.	PČ (PROTROMBINSKI ČAS)	A	kri, plazma	koagulacijski	koagulometrija	koagulacijski analizator	BCS XP: 172629/BCS BIO 2	Thromborel® S, <i>package insert</i> . ZD 033-2022.	SO BB 04	14
93.	APTČ (AKTIVIRANI PARCIALNI TROMBOPLASTINSKI ČAS)	A	kri, plazma	koagulacijski	koagulometrija	koagulacijski analizator	BCS XP: 172629/BCS BIO 2	Pathrontin® SL, <i>package insert</i> . ZD 035-2022.	SO BB 01	14
94.	TT (TROMBINSKI ČAS)	A	kri, plazma	koagulacijski	koagulometrija	koagulacijski analizator	BCS XP: 172629/BCS BIO 2	BC Thrombin reagent, <i>package insert</i> . ZD 036-2022.	SO BB 05	13
95.	FIBRINOGEN	A	kri, plazma	koagulacijski	koagulometrija	koagulacijski analizator	BCS XP: 172629/BCS BIO 2	Multifibren® U, <i>package insert</i> . ZD 037-2022.	SO BB 03	14
96.	D-DIMER	A	kri, plazma	koagulacijski	imunoturbidimetrija	koagulacijski analizator	BCS XP: 172629/BCS BIO 2	INNOVANCE® D-dimer, <i>package insert</i> . ZD 039-2022.	SO BB 02	12
97.	ANTI-XA NMH	A	kri, plazma	koagulacijski	kromogeni	koagulacijski analizator	BCS XP: 172629/BCS BIO 2	INNOVANCE Heparin, <i>package insert</i> . ZD 040-2022.	SO BB 06	7

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	KLINIČNA BIOKEMIJA Z IMUNOLOGIJO

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERIJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
98.	ODVZEM VZORCA	B	venska kri	venepunkcija	postopek z zaprtim sistemom	priporočen postopek	/	Priporočni postopek za odvzem venske krvi, 2. izdaja, 2021, SZKKLM	ND 5.4_3	6
									ND 5.4_2	13
									ND 5.4_1	12
99.	ODVZEM VZORCA	B	kapilarna kri	punkcija kože	/	priporočen postopek	/	Priporočni postopek za odvzem kapilarne krvi, 2. izdaja, 2020, SZKKLM	ND 5.4_3	6
									ND 5.4_2	13
									ND 5.4_1	12

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	KLINIČNA BIOKEMIJA Z IMUNOLOGIJO

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERIJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
100.	ANTI HBc (PROTITELESA NA JEDRNI HEPATITIS B)	A	serum	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	HBcT2 - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 118-2023.	SO BI 77	2
101.	ANTI HBs (PROTITELESA NA POVRŠINSKI HEPATITIS B)	A	serum	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	HBsI Ab- Atellica IM - RGT - 200 Tests, package insert ZD 088-2023.	SO BI 78	2
102.	ANTI HCV (PROTITELESA NA HEPATITIS C)	A	serum	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/immunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	HCV Ab (aHCV) - Atellica IM - RGT - 200 Tests, package insert ZD 123-2023.	SO BI 79	2

103.	HBsAg (POVRŠINSKI ANTIGEN HEPATITISA B)	A	serum	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	HBsII - Atellica IM - RGT - 200 Tests, package insert ZD 122-2023.	SO BI 80	2
104.	HIV combi PT (VIRUS IMUNSKJE POMANJKLJIVOSTI)	A	serum	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	CHIV (OUS) - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 125-2023.	SO BI 81	2
105.	Anti HAV IgM (IgM PROTITELESA NA HEPATITIS A)	A	serum	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA)	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	HAV IgM Ab (aHAVM) - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 120-2023.	SO BI 82	2
106.	Anti HAV (CELOKUPNA PROTITELESA NA HEPATITIS A)	A	serum	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), kompetitivni princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	HAVT Ab (OUS) - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 121-2023.	SO BI 83	2

TIP OBSEGA:	FLEKSIBILNI (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE)
MESTO IZVAJANJA:	V LABORATORIJU
PODROČJE:	MEDICINSKA BIOKEMIJA
PODPODROČJE:	KLINIČNA BIOKEMIJA Z IMUNOLOGIJO

ZAP.ŠT. PO LM-004	VRSTA PREISKAVE	VRSTA OBSEGA*	VRSTA VZORCA	TEHNIČNI PRINCIP	METODA	ANALIZATOR	SERIJSKA/EVIDENČNA ŠT. ANALIZATORJA	OZNAKA**	SOP	IZDAJA
107.	IgM ANTI-Toxoplasma gondii (PROTITELESA IgM PROTI TOXOPLASMA GONDII)	A	serum, kri, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Toxoplasma M IgM - Atellica IM - RGT - 50 Tests, package insert ZD 152-2023.	SO BI 72	2
108.	IgG ANTI-Toxoplasma gondii (PROTITELESA IgG PROTI TOXOPLASMA GONDII)	A	serum, kri, plazma	imunokemija	kemiluminiscenca (CLIA), "sendvič" princip	biokemijski/imunokemijski analizator	ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-1: IRH034932309/BIO7, ATELLICA IM 1600 ANALYZER IMUNO-2: IRH034932310/BIO7	Toxoplasma G IgG - Atellica IM - RGT - 100 Tests, package insert ZD 151-2023.	SO BI 71	2

VRSTA OBSEGA *	FLEKSIBILNI OBSEG (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE)	A
	FLEKSIBILNI OBSEG (MOŽNOST UVAJANJA NOVE METODE ALI DODATNIH PARAMETROV)	B
	FIKSNI OBSEG	C
	NEAKREDITIRANA PREISKAVA (#)	D

OZNAKA**	Če je metoda standardna CE metoda, je opredeljena z navedbo modela opreme in/ali reagenčnega kompleta, sicer pa z oznako referenčnega dokumenta, v katerem je metoda opisana.
----------	---

	BIOKEMIJA		PLINSKA ANALIZA KRVÍ
	ELEKTROFREZA PROTEINOV		URINSKA ANALIZA in ANALIZA BLATA
	IMUNOKEMIJA		HEMATOLOGIJA
	IZRAČUNI IZ DRUGIH PARAMETROV		KOAGULACIJA
#	METODA NI AKREDITIRANA		ODVZEM KRVÍ

L
E
G
E
N
D
A